

HC902 マイクロニードリング ローラー オリジナル - 100%ドイツ製

製造元:
DermaRoller GmbH
Wilhelm-Mast-Straße 8
38304 Wolfenbüttel
www.dermaRoller.com

当社の高品質の製品をお選びいただきましてありがとうございます。

週に2から3回のご利用で、お肌に新鮮で輝くような見た目と向上した肌形成を提供します。

DermaRoller GmbH は、ドイツの医学的かつ美容学的な機器、化粧品製品を製造するドイツの会社です。当社は西暦 1999 年から、マイクロニードリング機器を当社所在地にて製造しております。

そのため、当社のローラーは「オリジナル」と呼ばれます

機能概要とデザイン:

本品を顔、首、デコルテのような小さい肌の範囲にお使いください。ローラーヘッド部分には、ステンレス鋼製の効果的な 162 本の長さ 0.2 mm のマイクロニードリングが付いています。肌にローリングすると、マイクロニードルが肌の角質層に入り込み、ゆるんだ皮膚細胞と堆積物を肌表面から除去します。その後から輝く新鮮な肌が形成されます。

本品でのケアを日常的なスキincareプログラムの一つに取り入れてください。高品質な製品ですので、正しい使用方法で何度でもご利用になれます - 後述をご参照してください。

警告: およ様の手に触れないようにご注意ください。
注意: 鋭利な針を使用 - ご注意ください。取扱ってください。
目の周りでのご利用は避けてください。

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みください。本品の適切で安全な取り扱いに関する重要な情報が記されています。後に見直す時のために、説明書は製品と一緒に保管してください。

安全上の重要な注意事項:

- 当社の説明書に利用方法では、有害な副作用が起こることは知られていません。
- 本品は 18 歳以上の成人用です。
- 粘膜や唇には利用しないでください。
- 衛生上の理由から、本品は同一人物のみでご利用ください。
- 処置される肌は健康な状態でなければなりません。皮膚病にかかっている場合や異常(にきび、湿疹など)がある場合は、まず専門家に相談してください。
- 使用する前に本品に損傷がないことを確認してください。故障した製品は使用しないでください。
- 本品に過度の力が加わらないようご注意ください。力を加えずに使用頻度が多すぎたりすると、一時的に痛みを伴った発赤が生じることがあります。
- 針が損なわれることがあるため、ローラーヘッドをアルコールや塩素イオンを含む溶液につけないでください。
- 刺激の強い洗剤や溶剤、家庭用クリーナーは使用しないでください。熱や蒸気での本品の滅菌または超音波浴での洗浄は厳禁です。85°C を超える温度は、針先の鋭さに悪影響を与え、プラスチック部品を損傷する可能性があります。

使用方法:

- 使用する部位をあらかじめ洗浄し、よく乾かしてください。
- 本品をやさしい圧力で水平方向、垂直方向、斜め左右方向へ 2 ~ 3 回、星型に転がすと、均一な使用パターンが得られます。皮膚の大きな領域に使用するときは、いくつかの小さな領域に分割することで均一な効果を得ることができます。
- 肌を 10-15 分休ませてください。
- 刺激のある内容物を含まない高品質の保湿剤を塗ってください。
ヒント: お肌に慣れるまで、週に数回の使用から始めてください。その後は、使用頻度を増やすことができます。特に繊細な肌の方は、使用開始時に肌が赤くなったり皮膚が剥けたりすることがありますが、これはよくある一時的な反応です。

お手入れ方法: 本品は注意深く使用し洗浄することにより、寿命を延ばすことができます:

- 沸騰していないたっぷりのお湯で本品をすすぎ、振って乾燥させます。硬いものとの接触や衝撃は避けてください。
- 適切な洗浄剤を使用することをお勧めします。ローラーヘッドに 4 回均等にスプレーし、数分間乾かしてください。
- その後、同梱のプラスチックケースに入れて注意深く保管してください。

製品寿命:

もしも皮膚のみに利用していたとしても全ての鋭利な鋼(メス、かみそりの刃等)は摩耗する可能性があります。本品は、上記に推奨されている方法で利用し洗浄した場合、最低 50 回の利用が見込まれています。もし、皮膚の大きな領域を処置した場合、針は早くに摩耗し、製品寿命も短くなります。

HC902 マイクロニードリング ローラーは、関連する安全条件を満たす消費者製品です。
www.dermaRoller.com にアクセスしてください。

HC902 09.2024